

Link do produktu: <https://www.kajasklep.pl/materac-do-cwiczen-ruchowych-turystyczny-model-mrr1-szary-fiki-miki-p-1098.html>



## Materac do Ćwiczeń Ruchowych - Turystyczny (Model: MRR1) Szary / Fiki Miki

Cena	<b>88,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Wysyłka do 24 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>FIKI MRR1-SZARY</b>
Kod EAN	<b>5902686306153</b>
Producent	<b>Fiki Miki</b>

### Opis produktu

## Materac do Ćwiczeń Ruchowych - Turystyczny (Model: MRR1) kolor Szary



Do tej pory większość klientów wybierała materac standardowy i podczas podróży zwyczajnie go rolowała. Nie jest to jednak najwygodniejsza forma transportu, dodatkowo istnieje ryzyko "złamania" takiego materaca. Materac do ćwiczeń ruchowych Fiki Miki jest rozwiązaniem znacznie wygodniejszym. Składany w kostkę, wygodny w transporcie i przechowywaniu.



### Materac do ćwiczeń ruchowych (Model: MRR1)

Wyrób przeznaczony jest do stosowania podczas gimnastyki leczniczej w warunkach domowych.  
W normalnych warunkach użytkowania, wyrób może być również stosowany w przypadku:  
chorób narządu ruchu, stanów pourazowych narządu ruchu i niektórych chorób neurologicznych.



### Materac do ćwiczeń ruchowych (Model: MRR1) charakteryzuje:

- właściwe podparcie pleców podczas ćwiczeń i wypoczynku;
- stabilność zapewniająca swobodną zmianę pozycji w okresie niemowlęcym;
- doskonała cyrkulacja powietrza;
- niezależny pokrowiec z dzianiny materacowej, przystosowany do prania w temperaturze 60°C.



## FIKI MIKI

Materac do ćwiczeń ruchowych





Przebadanie biomechaniczne wytrzymałości materaca wykazało, że wytrzymałość jest odpowiednia do normalnych warunków użytkowania, a także może być stosowany w przypadku chorób narządu ruchu i niektórych chorób neurologicznych.



Do użytku w temperaturze pokojowej, może być używany również w temperaturze 60°C.



Materiał: czysto bawełniany podkład z włóknem w bawełnie. Nie posiada on żadnych dodatków i barwników szkodliwych dla zdrowia. Temperatura prania: 60°C.

Opis wyrobu:

1. Rama wykonana z tworzywa sztucznego (PE) i pianki (EPP)
2. Materiał wykonany z bawełny i włókna w bawełnie
3. Wyściełanie wykonane z pianki (EPP)

Przeznaczony jest do użytku w temperaturze pokojowej, może być używany również w temperaturze 60°C.

Ważne informacje:


- 1. Wytrzymałość wyrobu jest odpowiednia do normalnych warunków użytkowania.
- 2. Wyrobu nie należy używać do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- 3. Wyrobu nie należy używać do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.

www.materacyk.pl

Ze względu na konstrukcję i rozmiar, materac może być również bardzo pomocny podczas wyjazdów i podróży

pasuje na przykład do łóżek turystycznych oraz kojców o rozmiarze 120x60 cm.  
Materac ten jest zapakowany w trwałą torbę z folii PVC, wyposażoną w wygodny uchwyt do przenoszenia .  
Praktyczny dla rodziców, komfortowy dla dziecka.  
Zapewnia dziecku zdrowy i spokojny sen.  
W każdym miejscu. W domu i w podróży.

*... zdrowy sen to zdrowe życie ...*



**Materac do ćwiczeń ruchowych (Model: MRR1)** to dwustronny materac o wysokości 5,5 cm, składający się z dwóch niezależnych warstw.

1. Pokrowca wykonanego z tkaniny materacowej (100% poliester);
2. Pianki poliuretanowej (PUR).

#### **POKROWIEC:**

Materac turystyczny Fiki Miki to jedyny na rynku, którego pokrowiec wykonany jest z delikatnej i trwałej, bawełnianej dzianiny jerseyowej.

Tkanina posiada atesty PZH i OKO TEX Standard 100 (brak substancji szkodliwych).



Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i standardami leczenia oraz profilaktyki chorób alergicznych niezależny pokrowiec można w łatwy sposób zdjąć i założyć ponownie.  
Pokrowiec przystosowany jest do prania w temperaturze 60°C.

Nadaje się do wirowania.

Pokrowiec wykonany jest z dzianiny materacowej (100% poliester).



#### **Pianki poliuretanowa:**

Zastosowanie pianki poliuretanowej pozwala na uzyskanie właściwej twardości materaca, usztywnienia krawędzi, relatywnie niskiej wagi, ale przede wszystkim pozwala uzyskać niższą cenę końcową produktu przy zachowaniu komfortu snu, bardzo dobrych właściwości mechanicznych oraz trwałości produktu.

We wszystkich materacach stosujemy wyłącznie pianki poliuretanowe posiadające certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (brak substancji szkodliwych).

Pianki poliuretanowe poddawana są restrykcyjnym badaniom wytrzymałościowym.

Uzyskane w ten sposób wkłady cechuje wysoka odporność na odkształcenia.

#### **Wymiary:**

**Rozłożony** 120/60 cm

**Złożony** 60/16/40 cm

**Waga** (w opakowaniu): 1,9 kg.

#### **Certyfikaty i Atesty:**

Materac posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny (H-HŻ-6071-0346/14/C),  
**Wyrób medyczny kl. I** zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.  
dotyczącej wyrobów medycznych zmienionej Dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego

---

**Specyfikacja:**

Kod produktu: MRR1-SZARY

EAN: 5902686306153

Rozmiar: 120 x 60 cm.